


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Erk2 토끼 다클론 항체 - P28482

품목 번호: CM0014390



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 사용 가능한 인간 ERK2(MAPK1)를 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. MAPK/ERK 경로 및 세포 증식 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO Validated] ERK2 토끼 pAb
비고/별칭	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
종	인간
GeneID (인간)	5594
GeneID	5594
면역원	인간 ERK2 (NP_002736.3)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28482
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩