

Wb, Elisa용 Anti-Erk5 Rabbit Monoclonal Antibody - Q13164

품목 번호: CM0011501



소개

WB 및 ELISA에 검증된 ERK5 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. MAPK 신호 전달, 세포 증식, 분화, 세포사멸 및 심장 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERK5 Rabbit mAb
비고/별칭	BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
종	인간
GeneID	5598
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13164
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩