

## Anti-Erk5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13164

품목 번호: CM0018899



### 소개

사람 ERK5 (MAPK7/BMK1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. MAPK 신호 경로, 세포 증식 및 분화를 표적으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                |
|-------------|----------------------------------|
| 제품명         | ERK5 Rabbit pAb                  |
| 비고/별칭       | BMK1; ERK4; ERK5; PRKM7          |
| 종           | 사람 (Human)                       |
| 유전자 ID (사람) | 5598                             |
| 면역원         | 재조합 단백질                          |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                      |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies) |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA         |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)    |
| SWISS       | Q13164                           |
| 단백질 분자량     | 88kDa                            |
| 배송          | 아이스백                             |