


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Erlin-2 단클론 항체 - O94905

품목 번호: CM0002545



소개

인간 Erlin-2(ERLIN2, SPFH2)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. ERAD 및 콜레스테롤 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Erlin-2 토끼 mAb
비고/별칭	NET32; SPFH2; SPG18; C8orf2; Erlin-2
종	인간
GeneID (인간)	11160
GeneID	11160
면역원	합성 펩타이드 인간 Erlin-2 (O94905)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94905
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스백