


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Erlin1 토끼 다클로날 항체 - O75477

품목 번호: CM0013055



소개

인간 ERLIN1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 소포체 관련 분해(ER-associated degradation) 및 콜레스테롤 대사 연구를 지원하도록 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERLIN1 Rabbit pAb
비고/별칭	KEO4, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
종	인간(Human)
GeneID	10613
면역원	인간 ERLIN1 (NP_006450.2)의 아미노산 259-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O75477
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백