

Wb, Elisa용 항-Ermap 토끼 다클론 항체 - Q96PL5

품목 번호: CM0015473

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 항-ERMAP 토끼 다클론 항체입니다. 세포 접착 및 혈액형 항원에 관여하는 53kDa 적혈구 막 단백질인 인간 및 생쥐 ERMAP에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERMAP 토끼 pAb
비고/별칭	RD; SC; BTN5; PRO280I; ERMAP
종	인간
유전자ID (인간)	114625
면역원	인간 ERMAP (NP_061008.2)의 아미노산 30-155번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q96PL5
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백