

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Erp29 Rabbit Monoclonal Antibody - P30040

품목 번호: CM0003621



소개

인간 ERp29(ERp28/ERp31)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응. ER 단백질 접힘 및 분비 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERp29 Rabbit mAb
비고 / 별칭	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; CI2orf8; HEL-S-107; ERp29
종	인간
GeneID (Human)	10961
GeneID	10961
면역원	인간 ERp29 (P30040)의 아미노산 1-102에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P30040
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백