

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Erp29 토끼 다클론 항체 - P30040

품목 번호: CM0028011



소개

인간 ERp29(ERp28/ERp31)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ER 단백질 접힘 및 분비 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ERp29 토끼 pAb
비고/별칭	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
종	인간
유전자 ID (인간)	10961
유전자 ID	10961
면역원	인간 ERp29(NP_006808.1)의 아미노산 33-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P30040
단백질 무게	29kDa
배송	얼음 주머니