

Anti-Erp44 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bs26

품목 번호: CM0026870



소개

ERP44 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트에 반응합니다. ER 단백질 보유, 산화적 폴딩 및 칼슘 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERP44 Rabbit pAb
비고/별칭	PDIA10; TXNDC4; ERP44
종	인간
유전자 ID (인간)	23071
유전자 ID	23071
면역원	재조합 단백질 인간 ERP44의 아미노산 57 406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_055866.1).
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BS26
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백