

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Erp57 폴리클로날 항체 - P30101

품목 번호: CM0014488



소개

ERp57(PDIA3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트에서 검출. ERp57은 단백질 디설파이드 이성질화효소이자 MHC I 펩타이드 로딩 복합체 구성 요소입니다. 단백질 폴딩, 산화환원 조절 및 적응 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERp57 토끼 pAb
비고/별칭	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
종	인간
GeneID (인간)	2923
GeneID	2923
면역원	재조합 단백질 인간 ERp57 (NP_005304.3)의 아미노산 206-505 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P30101
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백