

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Erp57 토끼 단클론 항체 - P30101

품목 번호: CM0005635



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항-ERp57 토끼 단클론 항체입니다. MHC I 항원 제시의 핵심 샤페론인 단백질 이황화 이성질화효소 A3를 표적으로 합니다. 면역학 및 세포생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERp57 토끼 mAb
비고/별칭	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
종	인간
GeneID (인간)	2923
GeneID	2923
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30101
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스백