

Wb, Elisa용 Anti-Esam 토끼 다클론 항체 - Q96Ap7

품목 번호: CM0013825

소개

사람 ESAM에 대한 토끼 다클론 항체로, Western blot(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 내피세포 접착, 세포 접합 생물학 및 혈관 연구에 적합합니다. 예측 분자량: 41 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESAM Rabbit pAb
비고/별칭	W117m; ESAM
종	사람
GeneID (사람)	90952
GeneID	90952
면역원	재조합 단백질 사람 ESAM(NP_620411.2)의 아미노산 30-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q96AP7
단백질 중량	41kDa
배송	아이스팩