


Anti-Esd (Esterase D) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P10768

품목 번호: CM0028851



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 인간 Esterase D (S-formylglutathione hydrolase, ESD)에 대한 토끼 다클로날 항체. 포름알데히드 독성 제거에 관여하는 인간 및 마우스 ESD (31kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESD Rabbit pAb
비고/별칭	FGH; ESD
종	인간
GeneID (인간)	2098
GeneID	2098
면역원	재조합 단백질 인간 ESD (NP_001975.1)의 아미노산 1-282에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10768
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩