

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ese1/Elf3 다클론 항체 - P78545

품목 번호: CM0026618



소개

인간 ESE1/ELF3에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 상피세포 분화 및 종양발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESE1/ELF3 토끼 pAb
비고/별칭	ERT; ESX; EPR-1; ESE-1; ESE1/ELF3
종	인간
유전자 ID	1999
면역원	인간 ESE1/ELF3 (NP_004424.3)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78545
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩