


Wb, Elisa용 Anti-Espl1 토끼 다클론 항체 - Q14674

품목 번호: CM0013476



소개

WB 및 ELISA 응용에 적합한 ESPL1 토끼 다클론 항체입니다. 코헤신을 절단하여 염색체 분리를 유도하는 핵심 유사분열 프로테아제인 인간, 마우스 및 랫드 세퍼라제를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESPL1 토끼 pAb
비고/별칭	ESPL1; SEPA; ESPL1
종	인간
GeneID (인간)	9700
GeneID	9700
면역원	인간 ESPL1(NP_036423.4)의 아미노산 1220-1500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14674
단백질 분자량	233kDa
배송	아이스팩