

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Espn 다클론 항체 - B1Ak53

품목 번호: CM0020414

소개

인간 ESPN에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 청력 손실, 입체섬모 및 액틴 세포골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESPN Rabbit pAb
비고/별칭	USH1M; DFNB36; LP2654; ESPN
종	인간
GeneID (인간)	83715
GeneID	83715
면역원	인간 ESPN(NP_113663.2)의 아미노산 585-854에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	B1AK53
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스팩