


Wb, Elisa용 항-Esra 토끼 다클론 항체 - P03372

품목 번호: CM0015078



소개

인간 에스트로겐 수용체 알파(ESRα, ER-α)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간 및 마우스 ESRα와 교차 반응합니다. 호르몬 신호 전달, 암 생물학 및 신약 개발 연구에서 연구 용도로 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ESRα 토끼 pAb
비고/별칭	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESRα
종	인간
GeneID (인간)	2099
면역원	인간 ESRα (NP_000116.2)의 아미노산 516-595 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P03372
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스 팩