


Anti-Esrra (Err-Alpha) Rabbit Polyclonal Antibody - P11474

품목 번호: CM0013524



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합한 신뢰할 수 있는 ESRRA 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 ESRRA를 검출합니다. 에너지 대사 및 핵 수용체 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESRRA Rabbit pAb
비고/별칭	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2101
GeneID	2101
면역원	사람 ESRRA (NP_004442.3)의 아미노산 1-76에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P11474
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백