


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Esrra Rabbit Monoclonal Antibody - P11474

품목 번호: CM0005304



소개

인간 ESRRA(ERRalpha)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론항체로, WB 및 ELISA 적용에 사용되며 인간 및 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 에너지 대사 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ESRRA Rabbit mAb
비고/별칭	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
종	인간
GeneID (인간)	2101
GeneID	2101
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11474
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백