


Anti-Esrra Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P11474

품목 번호: CM0023990



소개

인간 ESRRR(ERR-alpha)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 에너지 대사에 관여하는 핵 수용체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESRRR Rabbit pAb
비고/별칭	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRR
종	인간
GeneID	2101
면역원	인간 ESRRR (NP_004442.3)의 아미노산 1-76에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11474
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백