


Anti-Esrrb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O95718

품목 번호: CM0014741



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ESRRB(ER β)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 내인성 ESRRB를 검출합니다. 줄기세포 다능성 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ESRRB Rabbit pAb
비고/별칭	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
종	인간
GeneID (인간)	2103
GeneID	2103
면역원	인간 ESRRB (NP_004443.3)의 아미노산 300~400에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O95718
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백