

Anti-Esrrg Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P62508

품목 번호: CM0005783



소개

사인 인간 ESRRG(Estrogen-related receptor gamma)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 핵 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESRRG Rabbit mAb
비고/별칭	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2104
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 ESRRG (P62508)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P62508
단백질 분자량(Protein Weight)	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)