


항에스트로겐 수용체 알파 (인산화 S106) 웨스턴 블롯, If/Icc용 토끼 다클론 항체 - P03372

품목 번호: CM0001855



소개

세린 106 위치의 에스트로겐 수용체 알파(ESR1)를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 종과 반응합니다. 암 생물학 및 내분비학 연구에서 WB 및 IF/ICC에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-ESRα-S106 토끼 pAb
비고/별칭	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S106
종	인간
GeneID (인간)	2099
GeneID	2099
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P03372
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백