


Wb, Elisa용 Anti-Estrogen Receptor Beta Rabbit Polyclonal Antibody - Q92731

품목 번호: CM0030239



소개

인간 Estrogen Receptor beta (ER-beta, ESR2)에 대한 Rabbit polyclonal antibody입니다. Western blot 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 생식 기관 및 기타 조직의 에스트로겐 신호 전달에 관여하는 핵 호르몬 수용체를 표적으로 합니다. IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Estrogen Receptor beta Rabbit pAb
비고/별칭	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA; Estrogen Receptor beta
종	인간
유전자 ID	2100
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92731
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백