

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Esyt1 토끼 다클론 항체 - Q9Bsj8

품목 번호: CM0017666

소개

인간 ESYT1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 칼슘 신호 전달 및 지질 수송에 관여하는 ER-세포막 테더 단백질인 extended synaptotagmin-1을 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ESYT1 토끼 pAb
비고/별칭	MBC2; FAM62A; ESYT1
종	인간
유전자 ID (인간)	23344
유전자 ID	23344
면역원	인간 ESYT1의 아미노산 90-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_056107.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
Swiss-Prot	Q9BSJ8
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스팩