


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Etfa 폴리클로날 항체 - P13804

품목 번호: CM0026840



소개

사람 전자전달플라보단백질 알파 서브유닛(ETFA)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 지방산 산화 및 글루타르산혈증 2형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETFA Rabbit pAb
비고/별칭	EMA; GA2; MADD; ETFA
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2108
유전자 ID	2108
항원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 ETFA (NP_000117.1)의 아미노산 1-333에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P13804
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)