


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Etfa 토끼 단일클론 항체 - P13804

품목 번호: CM0010918



소개

ETFA에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 전자 전달 플라보단백질을 표적하며, 지방산 산화에 필수적이고 글루타르산혈증 2형과 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETFA Rabbit mAb
비고/별칭	EMA; GA2; MADD
종	Human
GeneID (Human)	2108
GeneID	2108
면역원	인간 ETFA (NP_000117.1)의 아미노산 20-333에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P13804
단백질 크기	35kDa
배송	아이스 팩