


Anti-Etfa Rabbit Polyclonal Antibody [Ko 검증됨] - P13804

품목 번호: CM0023696



소개

ETFA에 대한 토끼 폴리클론항체로, 녹아웃 검증됨. WB, IF/ICC, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트 ETFA와 반응. 미토콘드리아 지방산 산화 및 아미노산 대사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] ETFA Rabbit pAb
비고/별칭	EMA; GA2; MADD; FA
종	인간
GeneID (인간)	2108
GeneID	2108
면역원	인간 ETFA (NP_000117.1)의 아미노산 1-333에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13804
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백