

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Etfdh 모노클로널 항체 - Q16134

품목 번호: CM0011513

소개

사람 ETFDH (MADD, ETFQO)를 타겟으로 하는  
검증된 토끼 모노클로널 항체로, WB, IF/ICC, IF-P,  
IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트의  
ETFDH 단백질을 검출하며, 이는 미토콘드리아 전자  
전달의 핵심 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 파라미터           | 값                                                              |
| 제품명            | [KD 검증 완료] ETFDH Rabbit mAb                                    |
| 비고/별칭          | MADD; ETFQO                                                    |
| 종(Species)     | 사람(Human)                                                      |
| GeneID         | 2110                                                           |
| 면역원(Immunogen) | 사람 ETFDH (NP_004444.2)의 아미노산 480-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)    | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리           | 모노클로널 항체                                                       |
| 애플리케이션         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                 |
| 교차 반응성         | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                                   |
| SWISS          | Q16134                                                         |
| 단백질 분자량        | 68kDa                                                          |
| 배송             | 아이스백                                                           |