

Wb 및 Elisa용 Anti-Etfdh 토끼 다가항체 - Q16134

품목 번호: CM0030515

소개

인간 ETFDH(전자전달플라보단백질-유비퀴논 산화환원효소)를 표적으로 하는 토끼 다가항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 검출합니다. 지방산 대사 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETFDH Rabbit pAb
비고/별칭	MADD; ETFQO; ETFDH
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2110
유전자 ID	2110
면역원(Immunogen)	인간 ETFDH (NP_004444.2)의 아미노산 318-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다가항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q16134
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩