


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ethe1 다클론 항체 - O95571

품목 번호: CM0013427



소개

ETHE1 토끼 pAb는 사람, 생쥐, 래트 ETHE1을 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. ETHE1은 황화수소 이화대사에 필수적인 미토콘드리아 퍼실파이드 디옥시게나아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ETHE1 토끼 pAb
비고/별칭	HSCO; YF13H12; ETHE1
종	사람
유전자ID (사람)	23474
유전자ID	23474
면역원	사람 ETHE1 (NP_055112.2)의 아미노산 8-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 래트
SWISS	O95571
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩