

Wb 및 Elisa용 Anti-Ets1 토끼 단일클론 항체 - P14921

품목 번호: CM0003657



소개

사람 ETS1(p54)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 전사 인자 연구, 림프구 세포 분화 및 혈관생성 연구에 적합합니다. 참조: P14921.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETS1 Rabbit mAb
비고/별칭	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (human)	2113
GeneID	2113
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 ETS1 (P14921)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P14921
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)