

Wb, Elisa용 Anti-Ets2 폴리클로날 항체 - P15036

품목 번호: CM0020622



소개

ETS2 Rabbit pAb은 인간 ETS2의 내부 펩타이드에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ETS2 Rabbit pAb
비고/별칭	ETS2IT1; ETS2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2114
면역원	합성 펩타이드: 인간 ETS2 (NP_005230.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P15036
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩