

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ets2 다클론 항체 - P15036

품목 번호: CM0030212



소개

인간 ETS2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 암 연구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETS2 토끼 pAb
비고/별칭	ETS2IT1; ETS2
종	인간
유전자ID (인간)	2114
유전자ID	2114
면역원	재조합 단백질 인간 ETS2 (NP_005230.1)의 아미노산 76-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15036
단백질 분자량	53kDa
배송 방법	아이스백