

Wb, Ip, Elisa, Chip용 항Etv1 단클론 항체 - P50549

품목 번호: CM0005177



소개

인간 ETV1(ER81)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IP, ELISA 및 ChIP에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사인자 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] ETV1 토끼 mAb
비고/별칭	ER81
종	인간
GeneID (인간)	2115
GeneID	2115
면역원	인간 ETV1 (NP_004947.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P50549
단백질 분자량	55 kDa
배송 방식	아이스백