

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Etv1 폴리클로널 항체 - P50549

품목 번호: CM0013512



소개

IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 ETV1 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. ETV1 전사 조절, 신경 분화 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETV1 Rabbit pAb
비고/별칭	ER81; ETV1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2115
유전자 ID	2115
면역원	사람 ETV1 (NP_004947.2)의 아미노산 80-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P50549
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백