

Wb 및 Elisa용 항Etv4 다클론 항체 - P43268

품목 번호: CM0013898



소개

CamelBio의 WB 및 ELISA용 인간 ETV4(E1AF/PEA3) 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 및 신경발생 연구에 이상적이며 운동 뉴런과 각질세포 분화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ETV4 토끼 pAb
비고/별칭	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
종	인간
GeneID (인간)	2118
GeneID	2118
면역원	제조항 단백질 인간 ETV4(NP_001977.1)의 아미노산 79-178번에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P43268
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩