

Wb 및 Elisa용 Anti-Etv5 폴리클로날 항체 - P41161

품목 번호: CM0022628



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 Anti-ETV5 토끼 폴리클로날 항체입니다. 유전자 조절에 관여하는 DNA 결합 전사 인자인 인간, 마우스, 랫트 ETV5/ERM 단백질(58 kDa)을 인식합니다. 연구용으로 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ETV5 Rabbit pAb
비고/별칭	ERM; ETV5
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2119
GeneID	2119
면역원(Immunogen)	인간 ETV5 (P41161)의 아미노산 1-510에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P41161
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	Ice bag