

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Etv6 다클론 항체 - P41212

품목 번호: CM0022680



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 ETV6(TEL)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. ETV6는 조혈 및 악성 형질전환에 관여하는 전사 억제인자입니다. 암 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	ETV6 토끼 pAb
비고/별칭	TEL; THCS; TEL/ABL; ETV6
종	인간
GeneID (인간)	2120
GeneID	2120
면역원	인간 ETV6(NP_001978.1)의 아미노산 1~300번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P41212
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩