

Wb, Elisa용 Anti-Etv6 토끼 다클로날 항체 - P41212

품목 번호: CM0016566



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 전사 억제 인자인 인간 ETV6 (TEL)을 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며; 분자량은 53kDa입니다. 조혈 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETV6 Rabbit pAb
비고/별칭	TEL, THC5, TEL/ABL, ETV6
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2120
유전자 ID	2120
항원(Immunogen)	인간 ETV6 (NP_001978.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P41212
단백질 분자량	53kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)