


Wb, Elisa용 Anti-Etv7 폴리클로널 항체 - Q9Y603

품목 번호: CM0026032



소개

ETV7 Rabbit pAb는 WB, ELISA에서 인간 ETV7를 검출하기 위한 폴리클로널 항체입니다. 연구용으로 검증되었으며, 조혈 유전자 조절에 관여하는 전사 인자 ETV7을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETV7 Rabbit pAb
비고/별칭	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51513
GeneID	51513
항원(Immunogen)	인간 ETV7 (NP_057219.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9Y603
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)