

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Eva1A 폴리클로날 항체 - Q9H8M9

품목 번호: CM0027882

소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 EVA1A (FAM176A/TMEM166)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 자가포식과 세포사멸을 조절합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EVA1A Rabbit pAb
비고/별칭	FAM176A; TMEM166; EVA1A
종	인간
GeneID (인간)	84141
GeneID	84141
면역원	인간 EVA1A (NP_115557.1)의 아미노산 90-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H8M9
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백