

Wb, Elisa용 Anti-Exoc3 단일클론 항체 - O60645

품목 번호: CM0003251

소개

EXOC3 Rabbit mAb (O60645)는 인간, 마우스, 래트에 반응성을 보이는 WB, ELISA용 검증된 단일클론 항체입니다. 세포 내 물질 수송에서 엑소시스트 복합체 매개 소포 도킹 및 분비를 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOC3 Rabbit mAb
비고/별칭	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
종	인간
GeneID	11336 (인간)
면역원	인간 EXOC3 (O60645)의 아미노산 650-745에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60645
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백