

Wb, Elisa용 Anti-Exoc3 폴리클로날 항체 - O60645

품목 번호: CM0027682

소개

엑소시스토시스 복합체의 구성 요소인 인간 EXOC3(Sec6)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 엑소시토시스 및 세포 생물학 연구에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOC3 토끼 pAb
비고/별칭	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
종	인간
유전자 ID (인간)	11336
유전자 ID	11336
면역원	인간 EXOC3 (NP_009208.2)의 아미노산 396-745에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60645
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백