

Wb 및 Elisa용 Anti-Exoc4 다클론 항체 - Q96A65

품목 번호: CM0013048



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 Anti-EXOC4 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트의 엑소시스트 복합체 구성 요소 Sec8을 표적으로 합니다. 엑소사이토시스 및 단백질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOC4 토끼 pAb
비고/별칭	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
종	인간
유전자 ID(인간)	60412
면역원	인간 EXOC4(NP_068579.3)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96A65
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스팩