

Wb 및 Elisa용 항-Exoc5 토끼 다클론 항체 - O00471

품목 번호: CM0029421

소개

이 토끼 다클론 항체는 엑소시스트(exocyst) 복합체의 핵심 구성 요소인 인간 EXOC5를 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응하여 엑소시토시스 소낭 도킹 및 분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOC5 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	SEC10, HSEC10, SEC10P, PRO1912, SEC10L1, EXOC5
종	인간
유전자 ID (인간)	10640
유전자 ID	10640
면역원	인간 EXOC5(NP_006535.1)의 아미노산 340-610에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O00471
단백질 무게	82kDa
배송	아이스팩