


Wb 및 Elisa용 Anti-Exosc1 폴리클로날 항체 - Q9Y3B2

품목 번호: CM0013809



소개

WB 및 ELISA용 EXOSC1 토끼 폴리클로날 항체 (Q9Y3B2)는 RNA 가공 및 분해에 관여하는 RNA 엑소솜 복합체의 비촉매성 소단위인 인간 엑소솜 구성 요소 CSL4를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOSC1 Rabbit pAb
비고/별칭	p13; CSL4; SKI4; Csl4p; PCH1F; Ski4p; CGI-108; EXOSC1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	51013
유전자 ID	51013
항원(Immunogen)	인간 EXOSC1 (NP_057130.1)의 아미노산 1-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q9Y3B2
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)