


Wb 및 Elisa용 항Exosc10 다클론 항체 - Q01780

품목 번호: CM0023895



소개

인간 EXOSC10에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. RNA 처리, DNA 복구 및 면역 세포 기능에 관여하는 RNA 엑소좀 구성원을 표적으로 합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOSC10 토끼 pAb
비고/별칭	p2; p3; p4; RRP6; PMSCL; Rrp6p; PM-Scl; PMSCL2; PM/Scl-100; EXOSC10
종	인간
GeneID	5394
면역원	재조합 단백질; 인간 EXOSC10 (NP_001001998.1)의 아미노산 586-885에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01780
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백