


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Exosc2 다클론 항체 - Q13868

품목 번호: CM0014200



소개

인간 EXOSC2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. RNA 처리 및 분해에 관여하는 엑소좀 복합체 구성 요소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOSC2 토끼 pAb
비고/별칭	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
종	인간
GeneID (인간)	23404
GeneID	23404
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q13868
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩