


Wb, Elisa용 항Exosc7 단클론 항체 - Q15024

품목 번호: CM0003207



소개

인간 EXOSC7(Q15024)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. RNA 엑소좀 복합체의 비촉매 서브유닛인 인간 및 마우스 EXOSC7을 검출합니다. RNA 처리 및 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EXOSC7 토끼 mAb
비고/별칭	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
종	인간
유전자ID (인간)	23016
유전자ID	23016
면역원	합성 펩타이드 (인간 EXOSC7 (Q15024)의 아미노산 1-100 서열 내에 해당하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15024
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스백